




Warianty produktu

| Index                                                                    | Price                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Jednostka próżniowa CPAP 2x155 IE3 400V 50Hz bez zbiornika<br>9350026/TW | Product prices will become visible after signing in. |

Product description

CPAP 2x155 W/O TANK IE3 400V 50Hz

Zaprojektowany do użytku w centralnych sieciach próżniowych, system CPAP 2x155 z dwoma pompami kłowymi PA.155 zamontowanymi na pionowym wsporniku aby system był jak najbardziej kompaktowy. Służy do wytwarzania i utrzymywania określonej próżni w systemie, aby umożliwić prawidłowe działanie podłączonego sprzętu. Systemy próżniowe CPAP są bardzo korzystne z punktu widzenia oszczędności energii, ponieważ pompy są włączane automatycznie zgodnie z zapotrzebowaniem na próżnię. Elektryczny panel sterujący zarządza wszystkimi operacjami nastawczymi i pozwala na kontrolę parametrów pracy. Filtry kasetowe FCM chronią pompy przed przyjmowaniem zanieczyszczeń obecnych w systemie.