

Karta produktu: Opcja K1 do VA 550 - maksymalna temperatura gazu na końcówce sondy do 120°C (wersja tylko dla ATEX); dla VA 550



Kod produktu: K1\_VA 550

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Opcja K1 do VA 550 - maksymalna temperatura gazu na końcówce sondy do 120°C (wersja tylko dla ATEX); dla VA 550</b> K1_VA 550	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.